

# ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK TOALETOWY PACJENTA

nr katalogowy: **BMWO2**

## CECHY PRODUKTU:

- malowana na biało, stalowa rama
- elektryczna regulacja wysokości siedziska
- siedzisko wyposażone w otwór toaletowy
- zamknięcie oparcia metalowym zamkiem
- siedzisko ruchome - dzieli się na dwie części
- miękkie podparcie dla pleców
- podnóżki plastikowe, uchylne
- wszystkie koła pełne
- przednie koła z hamulcami
- IP44

## PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu, ułatwiający (najazd nad sedes) lub w ograniczonym zakresie do transportu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi wewnątrz pomieszczeń.

## PRZECIWWSKAZANIA:

Brak samodzielnej stabilizacji głowy i tułowia. Przeciwwskazania do pozycji siedzącej, udar, całkowity paraliż. Waga pacjenta powyżej 135 kg.

PRODUCENT: XIAMEN SENYANG CO.,LTD, Address: No.189-1,Tongji South Road, Jimei District, Xiamen, 361000 Fujian P.R. China

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL: SUNGO Europe B. V. Address: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Holandia

IMPORTER/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

Długość całkowita (cm)	75	Średnica przednich kółek (cm)	7,5
Szerokość całkowita (cm)	54,5	Średnica tylnych kółek (cm)	5
Wysokość wózka (cm)	124	Wysokość ramion jezdnych z kółkami (cm)	11
Szerokość siedziska (cm)	44,5	Waga podnośnika (kg)	24,3
Głębokość siedziska (cm)	35	Maksymalna waga pacjenta (kg)	135
Wysokość najazdowa siedziska (cm)	39 - 64,5		

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**